


ZEUS







PULSE STIMULATOR (ZPS 19)®

Indications pour l'activation des ovocytes stimulée par le pouls

- ◆ Échec total de la fécondation
- ◆ Faible fertilisation
- ◆ Infertilité masculine sévère
- ◆ Injection de spermatozoïdes ronds/allongés
- ◆ Fragmentation élevée de l'ADN du sperme
- ◆ Injection de sperme immobile
- ◆ Injection de sperme récupéré par TESE



L'accumulation de données sur 15 ans prouve que la stimulation piézoélectrique est un outil efficace pour l'activation des ovocytes chez les patients atteints d'échec total de fécondation (TFF).



Critères des patients TFF :

- ◆ ≤37 Âge
- ◆ ≥5 M2 Ovocyte
- ◆ Concentration de spermatozoïdes ≥5 millions
- ◆ La fécondation n'a pas été observée au moins 2 tentatives de FIV précédentes



ZEUS Bioscience

+90 312 427 48 01

info@zeusbioscience.com

www.zeusbioscience.com




ZEUS

PULSE STIMULATOR (ZPS 19)®




LE FORFAIT COMPREND

- ◆ 1 x Corps principal du stimulateur d'impulsions
- ◆ 2 x Plat électro jetable (ED)
- ◆ 1 x Câble d'électrode
- ◆ 1 x Manuel de l'Utilisateur
- ◆ 1 x Certificat de garantie
- ◆ 1 x Attache à plat (DF)*
- ◆ 2 x Solution électrolytique (ES)
- ◆ 1 x Adaptateur



ZPS 19

- ◆ Pavé tactile numérique, prise d'alimentation
- ◆ Produit un courant constant spécifique à la cellule
- ◆ Conçu pour les applications en suspension cellulaire et in vitro
- ◆ Pous stable, standard et sûr au niveau cellulaire
- ◆ Stimulateur d'impulsions ZEUS avec câble d'alimentation, câble d'électrode et extrémités de câble, boîte stérile jetable (électroplat), électrolyte non toxique (électrolytique), pavé tactile, attache pour assiette, manuel d'utilisation, certificat de garantie, assistance technique (anglais, turc, russe, arabe).



ZEUS Bioscience
☎ +90 312 427 48 01
✉ info@zeusbioscience.com
🌐 www.zeusbioscience.com

La fixation à plat (DF) est facultative.